

Formulario para entrega de información a pacientes ambulatorios



Anfetamina, detección

Información general

Código BK	ANFE
Código FONASA	Sin Código FONASA
Tiempo de respuesta	Mismo día a las 20:00
Unidad de medida	ng/mL
Días y hora de proceso	Lu a Vi 14:00
Principio del método	Colorimetría
Propósito del examen	Determinar semicuantitativamente la presencia de anfetaminas y metanfetaminas en orina como evidencia de su consumo hasta 48 horas post-ingesta.
Componentes/Alérgeno	

Muestra y Transporte

Tipo de muestra primaria	Orina
Tipo de muestra requerida	Alícuota de micción aislada
Volumen mínimo	5 mL
Indicaciones toma de muestra	Ninguna
Preparación del paciente	Ninguna
Medio de transporte	Botella para orina sin preservantes
Tiempo máximo de transporte	5 días
Condiciones de transporte	Temperatura ambiente
Observaciones adicionales	

Restricciones

Hemólisis	No aplica
Lipemia	No aplica
Ictericia	No aplica
Protección de la luz	NO
Requiere evitar tubo de vidrio	NO
Interferentes	Acido bórico (preservante)

Rango de referencia

Marihuana	: Negativo
Anfetamina/Metanfetamina	: Negativo
Cocaína	: Negativo
Benzodiazepinas	: Negativo

Método: Colorimetría (requiere de método confirmatorio por GC/MS)