

# Formulario para entrega de información a pacientes ambulatorios



BARNAFI KRAUSE  
SOMOS CALIDAD, COMPROMISO E INNOVACIÓN

## Benzodiazepinas, detección

### Información general

Código BK	BENZ
Código FONASA	Sin Código FONASA
Tiempo de respuesta	Mismo día a las 20:00
Unidad de medida	ng/mL
Días y hora de proceso	Lu a Vi 14:00
Principio del método	Colorimetría
Propósito del examen	Detectar la presencia de benzodiazepinas en orina como evidencia de su consumo

Componentes/Alérgeno

### Muestra y Transporte

Tipo de muestra primaria	Orina
Tipo de muestra requerida	Alícuota de micción aislada
Volumen mínimo	5 mL
Indicaciones toma de muestra	Ninguna
Preparación del paciente	Ninguna
Medio de transporte	Botella para orina sin preservantes
Tiempo máximo de transporte	5 días
Condiciones de transporte	Temperatura ambiente
Observaciones adicionales	

## Restricciones

---

Hemólisis	No aplica
Lipemia	No aplica
Ictericia	No aplica
Protección de la luz	NO
Requiere evitar tubo de vidrio	NO
Interferentes	Acido bórico (preservante)

## Rango de referencia

---

Marihuana	: Negativo
Anfetamina/Metanfetamina	: Negativo
Cocaína	: Negativo
Benzodiazepinas	: Negativo

Método: Colorimetría (requiere de método confirmatorio por GC/MS)