

Formulario para entrega de información a pacientes ambulatorios



Estudio Genético Molecular del Gen BRCA 1/2

Información general

Código BK	BRCAGER
Código FONASA	Sin Código FONASA
Tiempo de respuesta	15 días de recibida la muestra
Unidad de medida	
Días y hora de proceso	Lu 08:00
Principio del método	Secuenciación
Propósito del examen	Detección de variantes patogénicas germinales presentes en gen BRCA1/2.
Componentes/Alérgeno	

Muestra y Transporte

Tipo de muestra primaria	Sangre
Tipo de muestra requerida	Sangre total (EDTA)
Volumen mínimo	
Indicaciones toma de muestra	Ninguna.
Preparación del paciente	Ninguna.
Medio de transporte	Tubo con EDTA
Tiempo máximo de transporte	5 días.
Condiciones de transporte	Refrigerado
Observaciones adicionales	Enviar dos tubos de ST/EDTA.

Restricciones

Hemólisis	+++
Lipemia	NA
Ictericia	NA
Protección de la luz	NO
Requiere evitar tubo de vidrio	NO
Interferentes	No descritos

Rango de referencia

Método: PCR-RT / Secuenciación