

# Formulario para entrega de información a pacientes ambulatorios



BARNAFI KRAUSE  
SOMOS CALIDAD, COMPROMISO E INNOVACIÓN

## Carbamazepina libre, nivel plasmático

### Información general

Código BK	CARBL
Código FONASA	302035
Tiempo de respuesta	Mismo día a las 20:00
Unidad de medida	%
Días y hora de proceso	Lu a Vi 15:00
Principio del método	Ultrafiltración y cromatografía gaseosa
Propósito del examen	Evaluar las concentraciones sanguíneas del fármaco libre no unido a proteínas con el fin de controlar el tratamiento con anticonvulsivantes

Componentes/Alérgeno

### Muestra y Transporte

Tipo de muestra primaria	Sangre
Tipo de muestra requerida	Suero
Volumen mínimo	4 mL
Indicaciones toma de muestra	Si el médico no indica algo distinto, debe tomarse la muestra inmediatamente antes de la siguiente dosis
Preparación del paciente	A solicitud del médico tratante
Medio de transporte	Tubo de polipropileno
Tiempo máximo de transporte	5 días
Condiciones de transporte	Temperatura ambiente

Observaciones adicionales

## Restricciones

---

Hemólisis	++++
Lipemia	++++
Ictericia	++++
Protección de la luz	NO
Requiere evitar tubo de vidrio	NO
Interferentes	No descritos

## Rango de referencia

---

% de droga-libre en relación a droga-total: 24,0 - 33,0

Método: Ultrafiltración, cromatografía gas-líquido