

# Formulario para entrega de información a pacientes ambulatorios



## Clearence de creatinina

### Información general

Código BK	CLEAR
Código FONASA	302024
Tiempo de respuesta	Mismo día a las 20:00
Unidad de medida	mL/minuto/1,73 m <sup>2</sup>
Días y hora de proceso	Lu a Vi 15:00
Principio del método	Cálculo aritmético
Propósito del examen	Evaluación de la filtración glomerular
Componentes/Alérgeno	

### Muestra y Transporte

Tipo de muestra primaria	Sangre y orina
Tipo de muestra requerida	Suero y alícuota de orina de recolección de 24 horas
Volumen mínimo	10 y 1 mL respect.
Indicaciones toma de muestra	Ninguna
Preparación del paciente	Ninguna
Medio de transporte	No aplica
Tiempo máximo de transporte	Según exámenes relacionados
Condiciones de transporte	No aplica
Observaciones adicionales	

## Restricciones

---

Hemólisis	No aplica
Lipemia	No aplica
Ictericia	+++
Protección de la luz	NO
Requiere evitar tubo de vidrio	NO
Interferentes	No descritos

## Rango de referencia

---

Hombres: 97 - 137 mL/min./1,73 m<sup>2</sup>

Mujeres: 88 - 128 mL/min./1,73 m<sup>2</sup>

Sin datos de estatura y peso corporal: 75 - 125 mL/min.

Método: Colorimetría