

Formulario para entrega de información a pacientes ambulatorios



Colesterol LDL

Información general

Código BK	COLLDL
Código FONASA	Sin Código FONASA
Tiempo de respuesta	Mismo día a las 20:00
Unidad de medida	mg/dL
Días y hora de proceso	Lu a Vi 15:00
Principio del método	Química seca multi capa
Propósito del examen	Evaluar el riesgo de desarrollar cardiopatías coronarias
Componentes/Alérgeno	

Muestra y Transporte

Tipo de muestra primaria	Sangre
Tipo de muestra requerida	Suero
Volumen mínimo	1 mL
Indicaciones toma de muestra	Ninguna
Preparación del paciente	Ninguna
Medio de transporte	Tubo de polipropileno
Tiempo máximo de transporte	1 semana
Condiciones de transporte	Temperatura ambiente
Observaciones adicionales	También se acepta plasma heparina

Restricciones

Hemólisis	+
Lipemia	++
Ictericia	+++
Protección de la luz	NO
Requiere evitar tubo de vidrio	NO
Interferentes	No descritos

Rango de referencia

	Hombres	Mujeres
Colesterol Total: deseable, menos de 200		menos de 200
Colesterol HDL :	30 - 70	30 - 85
Colesterol LDL :	hasta 129	hasta 129
Colesterol VLDL :	30 - 50	25 - 40
Triglicéridos : deseable, menos de 150		menos de 150

Métodos: Col y Tri: enzimático, HDL: precipitación Dextran Sulfato
LDL: Friedewald, VLDL: Burstein y Samaille