

Formulario para entrega de información a pacientes ambulatorios



Cortisol por LC-MS/MS

Información general

Código BK	CORTMASA
Código FONASA	303006
Tiempo de respuesta	Lunes a las 20:00
Unidad de medida	ng/mL
Días y hora de proceso	Vi 10:00
Principio del método	HPLC con detección MS/MS
Propósito del examen	Apoyo en el diagnóstico de Síndrome de Cushing, adenoma o carcinoma adrenal, hiperplasia adrenal macronodular y stress
Componentes/Alérgeno	

Muestra y Transporte

Tipo de muestra primaria	Sangre
Tipo de muestra requerida	Suero
Volumen mínimo	1 mL
Indicaciones toma de muestra	Ninguna
Preparación del paciente	Ninguna
Medio de transporte	Tubo de polipropileno
Tiempo máximo de transporte	1 semana
Condiciones de transporte	Refrigerado
Observaciones adicionales	

Restricciones

Hemólisis	+
Lipemia	+
Ictericia	++
Protección de la luz	NO
Requiere evitar tubo de vidrio	SI
Interferentes	No descritos

Rango de referencia

Adultos:

Cortisol A.M. : 50,0 - 210

Cortisol P.M. : 20,0 - 140

Niños prematuros (semana 31-35) : Menos de 150

Niños 3 días : Menos de 140

Niños 1 a 17 años : 20,0 - 170

Método: Cromatografía líquida/tandem masas (LC-MS/MS)