

# Formulario para entrega de información a pacientes ambulatorios



## Fentanilo en orina aislada

### Información general

Código BK	FENTA
Código FONASA	302035
Tiempo de respuesta	Mismo día a las 20:00
Unidad de medida	ug/L
Días y hora de proceso	Ma y Ju 08:00
Principio del método	
Propósito del examen	Confirmar cuantitativamente las concentraciones en orina de fentanilo como evidencia de su consumo.

Componentes/Alérgeno

### Muestra y Transporte

Tipo de muestra primaria	Orina
Tipo de muestra requerida	Alícuota de micción aislada
Volumen mínimo	2 mL
Indicaciones toma de muestra	
Preparación del paciente	
Medio de transporte	
Tiempo máximo de transporte	
Condiciones de transporte	
Observaciones adicionales	

## Restricciones

---

Hemólisis

---

Lipemia

---

Ictericia

---

Protección de la luz NO

---

Requiere evitar tubo de vidrio SI

---

Interferentes

## Rango de referencia

---

Límite de Corte, ng/mL (\*)

-----

Fentanilo Hasta 1,0

(\*) European Workplace Drug Testing Society (EWDTS), Version 3.0

Método: Cromatografía líquida/tandem masas (LC-MS/MS)- CONFIRMATORIO