

# Formulario para entrega de información a pacientes ambulatorios



## Hepatitis B, anticuerpos anti Core IgM

### Información general

Código BK	HEV
Código FONASA	306080
Tiempo de respuesta	Mismo día a las 20:00
Unidad de medida	No aplica
Días y hora de proceso	Lu a Vi 08:00
Principio del método	Quimioluminiscencia
Propósito del examen	Evaluación de la etapa aguda de la infección por hepatitis B
Componentes/Alérgeno	

### Muestra y Transporte

Tipo de muestra primaria	Sangre
Tipo de muestra requerida	Suero
Volumen mínimo	1 mL
Indicaciones toma de muestra	Ninguna
Preparación del paciente	Ninguna
Medio de transporte	Tubo de polipropileno
Tiempo máximo de transporte	1 semana
Condiciones de transporte	Temperatura ambiente
Observaciones adicionales	

## Restricciones

---

Hemólisis	+++
Lipemia	+
Ictericia	+++
Protección de la luz	NO
Requiere evitar tubo de vidrio	NO
Interferentes	No descritos

## Rango de referencia

---

Negativo

Método Screening: Quimioluminiscencia activada