

# Formulario para entrega de información a pacientes ambulatorios



## Hormona de crecimiento

### Información general

Código BK	HGH
Código FONASA	303007
Tiempo de respuesta	Mismo día a las 20:00
Unidad de medida	ng/mL
Días y hora de proceso	Vi 10:00
Principio del método	IRMA
Propósito del examen	Ayuda al diagnóstico de gigantismo, acromegalia, tumores pituitarios, enanismo, disfunción en la secreción de hormona de crecimiento, entre otros

Componentes/Alérgeno

### Muestra y Transporte

Tipo de muestra primaria	Sangre
Tipo de muestra requerida	Suero
Volumen mínimo	1 mL
Indicaciones toma de muestra	Ninguna
Preparación del paciente	Ninguna
Medio de transporte	Tubo de polipropileno
Tiempo máximo de transporte	1 semana
Condiciones de transporte	Temperatura ambiente
Observaciones adicionales	

## Restricciones

---

Hemólisis	+
Lipemia	+
Ictericia	+
Protección de la luz	NO
Requiere evitar tubo de vidrio	NO
Interferentes	Radiofármacos

## Rango de referencia

---

Edad, años	Hombres, ng/mL	Mujeres, ng/mL
3 - 14	0,02 - 7,0	0,01 - 10,0
15 - 18	0,05 - 14,0	0,03 - 10,0
Adultos	Hasta 2,0	Hasta 10,0

Método: Inmunoradiometría (IRMA)