

Formulario para entrega de información a pacientes ambulatorios



Hidroxirolina en orina de 24 horas

Información general

Código BK	HPRO
Código FONASA	309017
Tiempo de respuesta	Viernes a las 20:00
Unidad de medida	mg/24 horas
Días y hora de proceso	Mi 10:00
Principio del método	Cromatografía líquida de alta presión
Propósito del examen	Medición cuantitativa de hidroxiprolina en orina de 24 horas
Componentes/Alérgeno	

Muestra y Transporte

Tipo de muestra primaria	Orina
Tipo de muestra requerida	Alícuota de recolección de 24 horas
Volumen mínimo	50 mL
Indicaciones toma de muestra	Ninguna
Preparación del paciente	Ninguna
Medio de transporte	Botella para orina sin preservantes
Tiempo máximo de transporte	48 horas.
Condiciones de transporte	Refrigerado
Observaciones adicionales	Mantener muestras entre 2 a 8° C hasta su análisis

Restricciones

Hemólisis

Lipemia

Ictericia

Protección de la luz	NO
----------------------	----

Requiere evitar tubo de vidrio	NO
--------------------------------	----

Interferentes	No descritos
---------------	--------------

Rango de referencia

25,0 - 77,0 mg/24 hrs.

Método: Cromatografía líquida de alta presión (HPLC)