

Formulario para entrega de información a pacientes ambulatorios



Manganeso en sangre total

Información general

Código BK	MANGSANGRE
Código FONASA	Sin Código FONASA
Tiempo de respuesta	3 días hábiles
Unidad de medida	ug/L
Días y hora de proceso	Lu a Vi 08:00
Principio del método	Espectrometría de masa
Propósito del examen	Determinación cuantitativa de Manganeso en sangre para detectar posible intoxicación.

Componentes/Alérgeno

Muestra y Transporte

Tipo de muestra primaria	Sangre
Tipo de muestra requerida	Sangre total (EDTA)
Volumen mínimo	2 mL
Indicaciones toma de muestra	
Preparación del paciente	Ninguna
Medio de transporte	Tubo con EDTA
Tiempo máximo de transporte	7 días
Condiciones de transporte	Refrigerado
Observaciones adicionales	

Restricciones

Hemólisis	N/A
Lipemia	N/A
Ictericia	N/A
Protección de la luz	NO
Requiere evitar tubo de vidrio	SI
Interferentes	No descritos

Rango de referencia

Adulto: 4,7 - 18,3

Método: Espectrometría de masas (ICP/MS)