

Formulario para entrega de información a pacientes ambulatorios



Índice microalbuminuria / creatininuria

Información general

Código BK	MAU
Código FONASA	Sin Código FONASA
Tiempo de respuesta	Mismo día a las 20:00
Unidad de medida	mg/g
Días y hora de proceso	Lu a Vi 10:00
Principio del método	Cálculo aritmético
Propósito del examen	Entrega el estado la filtración glomerular, especialmente útil en pacientes diabéticos y nefrópatas

Componentes/Alérgeno

Muestra y Transporte

Tipo de muestra primaria	Orina
Tipo de muestra requerida	Alícuota de recolección de 24 horas
Volumen mínimo	1 mL
Indicaciones toma de muestra	Ninguna
Preparación del paciente	Ninguna
Medio de transporte	No aplica
Tiempo máximo de transporte	Según exámenes relacionados
Condiciones de transporte	No aplica

Observaciones adicionales

Restricciones

Hemólisis	No aplica
Lipemia	No aplica
Ictericia	No aplica
Protección de la luz	NO
Requiere evitar tubo de vidrio	NO
Interferentes	No aplica

Rango de referencia

Menos de 30 mg/g creatinina

Método: Colorimetría, inmunoturbidimetría