

Formulario para entrega de información a pacientes ambulatorios



Progesterona

Información general

Código BK	PRGD
Código FONASA	303019
Tiempo de respuesta	Mismo día a las 20:00
Unidad de medida	ng/mL
Días y hora de proceso	Lu a Vi 10:00
Principio del método	RIA
Propósito del examen	Evaluar función ovárica, pruebas de fertilidad, anormalidades del embarazo y detectar tumores secretores de progesterona
Componentes/Alérgeno	

Muestra y Transporte

Tipo de muestra primaria	Sangre
Tipo de muestra requerida	Suero
Volumen mínimo	1 mL
Indicaciones toma de muestra	Ninguna
Preparación del paciente	Ninguna
Medio de transporte	Tubo de polipropileno
Tiempo máximo de transporte	1 semana
Condiciones de transporte	Temperatura ambiente
Observaciones adicionales	

Restricciones

Hemólisis	+++
Lipemia	+++
Ictericia	+++
Protección de la luz	NO
Requiere evitar tubo de vidrio	NO
Interferentes	Radiofármacos

Rango de referencia

Hombres	:	0,60	-	2,11
Mujeres en fase folicular	:	0,70	-	1,78
fase ovulatoria	:	0,79	-	3,95
fase lutea	:	4,57	-	17,56
Menopausia	:	0,43	-	2,13
Embarazadas	:	hasta 300		

Método: Radioinmunoanálisis (RIA)