

Formulario para entrega de información a pacientes ambulatorios



Screening prenatal, Quest Diagnostics

Información general

Código BK	QNATAL
Código FONASA	Sin Código FONASA
Tiempo de respuesta	Consultar
Unidad de medida	No aplica
Días y hora de proceso	Lu a Vi 08:00
Principio del método	
Propósito del examen	Tamiz Prenatal No invasivo, para detección de de anomalías cromosómicas fetales comunes, desde trisomía 21, 18 y 13, hasta aneuploidias sexuales fetales y variantes selectas en el número de copias.
Componentes/Alérgeno	

Muestra y Transporte

Tipo de muestra primaria	Sangre
Tipo de muestra requerida	Sangre total (tubo Streck)
Volumen mínimo	7 mL
Indicaciones toma de muestra	Solicitar tubos especiales proporcionados por Quest Laboratories (U.S.A.)
Preparación del paciente	
Medio de transporte	
Estabilidad de la muestra	
Condiciones de transporte	
Observaciones adicionales	

Restricciones

Hemólisis

Lipemia

Ictericia

Protección de la luz NO

Requiere evitar tubo de vidrio SI

Interferentes

Rango de referencia

Tabla de Temperaturas

Ambiente	Refrigerada	Congelada
18 - 28 °C	2 - 8 °C	-18 °C