

Formulario para entrega de información a pacientes ambulatorios



Ácido acetilsalicílico, nivel plasmático

Información general

Código BK	SALICIL
Código FONASA	302035
Tiempo de respuesta	Mismo día a las 20:00
Unidad de medida	ug/mL
Días y hora de proceso	Lu a Vi 15:00
Principio del método	Colorimetría
Propósito del examen	Cuantificación de salicilatos en sangre con el fin de evaluar tratamientos o intoxicaciones con este fármaco

Componentes/Alérgeno

Muestra y Transporte

Tipo de muestra primaria	Sangre
Tipo de muestra requerida	Suero
Volumen mínimo	2 mL
Indicaciones toma de muestra	Si el médico no indica algo distinto, debe tomarse la muestra inmediatamente antes de la siguiente dosis
Preparación del paciente	A solicitud del médico tratante
Medio de transporte	Tubo de polipropileno
Tiempo máximo de transporte	1 semana
Condiciones de transporte	Temperatura ambiente
Observaciones adicionales	

Restricciones

Hemólisis	+
Lipemia	+
Ictericia	+++
Protección de la luz	NO
Requiere evitar tubo de vidrio	NO
Interferentes	No descritos

Rango de referencia

Rango Terapéutico: 100 - 250

Unidades: ug/mL

Método: Trinder