

Formulario para entrega de información a pacientes ambulatorios



Testosterona Biodisponible

Información general

Código BK	TESTBIO
Código FONASA	303123
Tiempo de respuesta	Mismo día a las 20:00
Unidad de medida	%
Días y hora de proceso	Lu a Vi 10:00
Principio del método	RIA
Propósito del examen	Ayuda al diagnóstico y tratamiento de patologías que cursan con hipo o hiper androgenismo primario o secundario

Componentes/Alérgeno

Muestra y Transporte

Tipo de muestra primaria	Sangre
Tipo de muestra requerida	Suero
Volumen mínimo	1 mL
Indicaciones toma de muestra	
Preparación del paciente	
Medio de transporte	
Tiempo máximo de transporte	
Condiciones de transporte	
Observaciones adicionales	

Restricciones

Hemólisis

Lipemia

Ictericia

Protección de la luz NO

Requiere evitar tubo de vidrio SI

Interferentes

Rango de referencia

	HOMBRES	MUJERES
Edad	(%)	(%)
20 - 49 años	35,0 - 66,3	15,3 - 47,7
Mayor de 50	27,5 - 60,7	15,1 - 55,2

Método: Cálculo matemático