

Formulario para entrega de información a pacientes ambulatorios



Panel Genético Ca Útero

Información general

Código BK	TSUTERO
Código FONASA	Sin Código FONASA
Tiempo de respuesta	15 días recibida la muestra
Unidad de medida	
Días y hora de proceso	Lu 08:30
Principio del método	Secuenciación
Propósito del examen	Estudio de genes asociados a Cáncer de Utero.
Componentes/Alérgeno	

Muestra y Transporte

Tipo de muestra primaria	Sangre
Tipo de muestra requerida	Sangre total (EDTA)
Volumen mínimo	2 mL
Indicaciones toma de muestra	Paciente debe indicar si esta tomando algun medicamento que afecte integridad de DNA o con recuento de celulas blancas
Preparación del paciente	Ninguna.
Medio de transporte	Tubo con EDTA
Tiempo máximo de transporte	5 días
Condiciones de transporte	Refrigerado
Observaciones adicionales	

Restricciones

Hemólisis

Lipemia

Ictericia

Protección de la luz	NO
----------------------	----

Requiere evitar tubo de vidrio	SI
--------------------------------	----

Interferentes	Heparina de litio
---------------	-------------------

Rango de referencia
