

Formulario para entrega de información a pacientes ambulatorios



Anticuerpos antineumococo 23 serotipos

Información general

Código BK	NEUMOCOCO
Código FONASA	305007
Tiempo de respuesta	Cada 15 días
Unidad de medida	ug/mL
Días y hora de proceso	Vi 08:00
Principio del método	Inmunoensayo Enzimático
Propósito del examen	Detección de los anticuerpos de neumococo Serotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F, Y 33F
Componentes/Alérgeno	

Muestra y Transporte

Tipo de muestra primaria	Sangre
Tipo de muestra requerida	Suero
Volumen mínimo	1 mL
Indicaciones toma de muestra	Ninguna
Preparación del paciente	1 Hora de ayuno
Medio de transporte	Tubo de polipropileno
Estabilidad de la muestra	48 HORAS
Condiciones de transporte	Refrigerado
Observaciones adicionales	

Restricciones

Hemólisis	+
Lipemia	++++
Ictericia	++++
Protección de la luz	NO
Requiere evitar tubo de vidrio	NO
Interferentes	No conocidos

Rango de referencia

Tabla de Temperaturas

Ambiente	Refrigerada	Congelada
18 - 28 °C	2 - 8 °C	-18 °C