

Formulario para entrega de información a pacientes ambulatorios



Fentanilo en orina aislada (Confirmatorio)

Información general

Código BK	FENTA-CONF
Código FONASA	302035
Tiempo de respuesta	Día siguiente a las 20:00
Unidad de medida	ug/L
Días y hora de proceso	Ma 08:30
Principio del método	
Propósito del examen	Confirmar cuantitativamente las concentraciones en orina de fentanilo como evidencia de su consumo.
Componentes/Alérgeno	

Muestra y Transporte

Tipo de muestra primaria	Orina
Tipo de muestra requerida	Alícuota de micción aislada
Volumen mínimo	2 mL
Indicaciones toma de muestra	
Preparación del paciente	
Medio de transporte	
Tiempo máximo de transporte	
Condiciones de transporte	
Observaciones adicionales	

Restricciones

Hemólisis

Lipemia

Ictericia

Protección de la luz NO

Requiere evitar tubo de vidrio SI

Interferentes

Rango de referencia

Límite de Corte, ng/mL (*)

Fentanilo Hasta 1,0

(*) European Workplace Drug Testing Society (EWDTS), Version 3.0

Método: Cromatografía líquida/tandem masas (LC-MS/MS)- CONFIRMATORIO