

# Formulario para entrega de información a pacientes ambulatorios



## Síndrome de Charcot Marie Tooth

### Información general

Código BK	CHARCOT
Código FONASA	Sin Código FONASA
Tiempo de respuesta	15 días hábiles
Unidad de medida	
Días y hora de proceso	L a V 08:00
Principio del método	Nefelometría
Propósito del examen	Charcot-Marie Tooth (CMT) se caracteriza por presentarse en un grupo clínica y genéticamente heterogéneo de neuropatías las que involucran todo tipo de herencias mendelianas.
Componentes/Alérgeno	

### Muestra y Transporte

Tipo de muestra primaria	Sangre
Tipo de muestra requerida	Sangre total (EDTA)
Volumen mínimo	3 mL
Indicaciones toma de muestra	No descritas
Preparación del paciente	No requiere
Medio de transporte	Tubo con EDTA
Tiempo máximo de transporte	1 mes
Condiciones de transporte	2 a 8 °C
Observaciones adicionales	

## Restricciones

---

Hemólisis

---

Lipemia

---

Ictericia

---

Protección de la luz	NO
----------------------	----

---

Requiere evitar tubo de vidrio	SI
--------------------------------	----

---

Interferentes	No descritos
---------------	--------------

## Rango de referencia

---