



# PANEL RESPIRATORIO BK16

Detección de agentes patógenos virales que afectan las vías respiratorias, incluye:

- Adenovirus
- Bocavirus (1,2,3,4)
- Coronavirus (229r,nl63 y oc43)
- Enterovirus
- Influenza A y B
- Metapneumovirus
- Parainfluenza (1,2,3 y 4)
- Rhinovirus (A,B,C)
- Virus Respiratorio Sincicial VRS A Y B
- Parechovirus

## INDICACIONES GENERALES

## Día de proceso y tiempos de respuesta

- Se procesa de lunes a viernes a las 15:00 horas, entregando el resultado el mismo día hasta las 20:00 horas.

## Indicaciones para la toma de muestra

- Seguir las indicaciones de su Manual de Toma de Muestra.
- Usar tómulas de dacrón o equivalentes.
- Las tómulas de dacrón pueden ser reenviadas en tampón PBS.

## Tipo de muestra

- Hisopado/Aspirado Nasofaríngeo.

## Estabilidad de la muestra y conservación

- Las muestras pueden ser transportadas hasta 24 horas a temperatura ambiente y 48 horas refrigeradas.

## Criterios de rechazo

La muestra no será procesada en los siguientes casos:

- Muestras tomadas con tómulas de algodón.
- Muestra recibida fuera del rango de temperatura.

## Preparación del Paciente

- Ninguna.

## Fichas Técnica Examen

