



PANEL RESPIRATORIO BK9 + SARS CoV-2

Detección de agentes patógenos virales que afectan las vías respiratorias, incluye:

- SARS CoV-2
- Influenza A
- Influenza B
- Parainfluenza 1
- Parainfluenza 2
- Parainfluenza 3
- Virus Respiratorio Sincicial VRS
- Adenovirus
- Metapneumovirus
- Rhinovirus

INDICACIONES GENERALES

Día de proceso y tiempos de respuesta

- Se procesa de lunes a viernes a las 8:30 horas, entregando el resultado el mismo día hasta las 20:00 horas.

Indicaciones para la toma de muestra

- Seguir las indicaciones de su Manual de Toma de Muestra.
- Usar tómulas de dacrón o equivalentes.
- Las tómulas de dacrón pueden ser reemplazadas en tampón PBS.

Tipo de muestra

- Hisopado/Aspirado Nasofaríngeo.

Estabilidad de la muestra y conservación

- Las muestras pueden ser transportadas hasta 24 horas a temperatura ambiente y 48 horas refrigeradas.

Criterios de rechazo

La muestra no será procesada en los siguientes casos:

- Muestras tomadas con tómulas de algodón.
- Muestra recibida fuera del rango de temperatura.

Preparación del Paciente

- Ninguna.

Fichas Técnicas Exámenes

BK9



PCRCORONA

