

Formulario para entrega de información a pacientes ambulatorios



Amilasa en orina

Información general

Código BK	AMILO
Código FONASA	309006
Tiempo de respuesta	Mismo día a las 20:00
Unidad de medida	U/24 horas
Días y hora de proceso	Lu a Vi 15:00
Principio del método	Química seca multi capa
Propósito del examen	Evaluar trastornos pancreáticos
Componentes/Alérgeno	

Muestra y Transporte

Tipo de muestra primaria	Orina
Tipo de muestra requerida	Alícuota de recolección de 24 horas
Volumen mínimo	10 mL
Indicaciones toma de muestra	Ninguna
Preparación del paciente	Ninguna
Medio de transporte	Botella para orina sin preservantes
Tiempo máximo de transporte	1 semana
Condiciones de transporte	18 a 28 °C
Observaciones adicionales	

Restricciones

Hemólisis	No aplica
Lipemia	No aplica
Ictericia	No aplica
Protección de la luz	NO
Requiere evitar tubo de vidrio	NO
Interferentes	No descritos

Rango de referencia

Orina 24 horas: 32 - 641 U/24 hrs
Orina Aislada: 40 - 440 U/g creatinina
Volumen orina de 24 horas:
Método: Química seca